

|                     |      |                                                                                      |     |    |    |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| *エコーウイルス 13 型(NT)髄液 |      | 7065600                                                                              |     |    |    |
|                     |      | 担当部署                                                                                 |     |    |    |
| L エコ-13NT           |      | 外注                                                                                   |     |    |    |
| <b>検査オーダー</b>       |      |                                                                                      |     |    |    |
| 患者同意に関する要求事項        |      | 特記事項なし                                                                               |     |    |    |
| オーダーリング手順           | 1    | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→エコー→                                                    |     |    |    |
|                     | 2    |                                                                                      |     |    |    |
|                     | 3    |                                                                                      |     |    |    |
|                     | 4    |                                                                                      |     |    |    |
|                     | 5    |                                                                                      |     |    |    |
| 検査に影響する臨床情報         |      | 該当なし                                                                                 |     |    |    |
| 検査受付時間              |      | 8 : 15 ~ 16 : 00                                                                     |     |    |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b>   |      |                                                                                      |     |    |    |
| 患者の事前準備事項           |      | 特記事項なし                                                                               |     |    |    |
| 検体採取の特別なタイミング       |      | 急性期（発病 2~7 日）と回復期（2~3 週）の検体を同時測定し、回復期の抗体価が急性期の結果の 4 倍（27 管差）以上に上昇したとき、血清学的に有意とみなします。 |     |    |    |
| 検体の種類               | 採取管名 | 内容物                                                                                  | 採取量 | 単位 |    |
| 1                   | 髄液   | 3 5 滅菌管                                                                              | なし  | 10 | mL |
| 2                   | -    | -                                                                                    | -   | -  | -  |
| 3                   | -    | -                                                                                    | -   | -  | -  |
| 4                   | -    | -                                                                                    | -   | -  | -  |
| 5                   | -    | -                                                                                    | -   | -  | -  |
| 6                   | -    | -                                                                                    | -   | -  | -  |
| 7                   | -    | -                                                                                    | -   | -  | -  |
| 8                   | -    | -                                                                                    | -   | -  | -  |
| 検体搬送条件              |      | 室温                                                                                   |     |    |    |
| 検体受入不可基準            |      | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物                                         |     |    |    |
| 保管検体の保存期間           |      | 検査委託先で 2 週間                                                                          |     |    |    |
| <b>検査結果・報告</b>      |      |                                                                                      |     |    |    |
| 検査室の所在地             |      | 株式会社 BML 総合研究所                                                                       |     |    |    |

|          |      |                       |      |      |      |
|----------|------|-----------------------|------|------|------|
|          |      | 350-1101 川越市的場 1361-1 |      |      |      |
| 測定時間     |      | 8～14日                 |      |      |      |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |
| 基準値      |      |                       |      |      | T    |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                  | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
| 0        | 1    |                       |      |      |      |
| パニック値    | 高値   | 該当なし                  |      |      |      |
|          | 低値   | 該当なし                  |      |      |      |
| 生理的変動要因  |      | 該当なし                  |      |      |      |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略              |      |      |      |